


| | | | |
|---|-----------------|--|----------------------------|
| ENREGISTREMENT | EQ 07/01/07 | Date d'effet : 01/08/2023 | Version : 11 Page : 1/1 |
|  | L.D.V.H.A 05 | Fiche de demande d'analyse Recherche et dénombrement de Legionella spp. et Legionella pneumophila (NF T 90-431)-Prélèvement sur réseau d'eau chaude sanitaire, brumisateur ou réseau d'eau froide | |

Numéro de l'analyse :

- ☞ Date et heure de l'arrivée de l'échantillon : le.....à.....
- ☞ Adresse postale du lieu de prélèvement :
- ☞ Adresse de facturation (si différente) :
- ☞ Type d'établissement : ERP santé particulier
- ☞ Objectif du prélèvement : surveillance (arrêté 01/02/2010) avant réouverture de l'établissement après travaux sur le réseau
 suite à présence de *L. pneumophila* après désinfection du réseau à la demande de l'ARS autre:
- ☞ Date et heure de prélèvement de l'échantillon : le.....à.....
- ☞ Identification du point de prélèvement (bâtiment, étage, pièce, robinet) :
- ☞ Type d'installation au point d'usage : douche/douchette vanne robinet bain à remous
 tableau de douche et de désinfection autre:
- ☞ Type de robinet : mélangeur mitigeur mitigeur bloqué (poussoir) mitigeur thermostatique
 robinet vanne cellule autre:
- ☞ Mitigeage : Non Oui au point de prélèvement Oui au point de production Non connu
- ☞ Démontage (mousseur, brise-jet, etc.) avant prélèvement : non oui à la demande du client oui à la demande de l'ARS
- ☞ Prélèvement effectué au : 1^{er} jet 2^{ème} jet
- ☞ Désinfection du point de prélèvement : flamme lingettes aucun gants stériles autre :
- ☞ Modalités d'usage du poste de puisage avant le prélèvement : non communiquées
- ☞ Réseau bouclé : Oui Non
- ☞ Type et nature des traitements correcteurs : traitement continu aucun traitement Non renseigné par le client
 désinfection chimique désinfection thermique
- ☞ Date du traitement :
- ☞ Volume prélevé : 500ml 1L autre (préciser) : lot flacon:
- ☞ Préleveur : LDVHA 05 (initiales/nom) : Demandeur de l'analyse :
- ☞ Déplacement : Prélèvement alimentaire + eau Prélèvement eau uniquement
 Déplacement < 40 km
 Déplacement > 40 km, le LDVHA 05 fixe le RDV
 Déplacement > 40 km, le client fixe le RDV
- ☞ Transport : Température ambiante Sous froid

| Mesures in situ | Résultats | Unités | Références appareils utilisés |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Température de l'eau sitôt le recueil effectué (thermométrie) | | °C | TS 13 Autre : |
| Température de l'eau après stabilisation (thermométrie) | | °C | TS 13 Autre : |
| Temps pour atteindre la température de consigne (stabilisation) | | seconde / minute | |
| Résultats ACO | Normal | Anormal | Commentaires éventuels |
| Aspect de l'eau, couleur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

La liste des tarifs, des délais d'analyses et des sous traitants est consultable à l'accueil du laboratoire.

☞ **Visa du demandeur de l'analyse :**